



Uitleg verschillende kleuren van de bedieningsknop:

Groen

In normale situatie brandt de knop groen. Dit houdt in dat de dispenser verbinding heeft met de zorgcentrale en het geprogrammeerde weekprogramma wordt afgewikkeld.

Rood knipperen + geluidsalarm

Het is tijd voor uw medicatie. U kunt nu op de OK-knop drukken waarna de medicatie zal worden uitgegeven.

Geel-groen knipperen

U heeft een medicatiealarm gemist. Om de medicatie alsnog uit te nemen houdt u de OK-knop voor 4 seconden ingedrukt.

Blauw

Er is communicatie gaande tussen de dispenser en de zorgcentrale.

Rood

de dispenser heeft een storing, dit kan verschillende oorzaken hebben:

- Er is geen verbinding met de centrale > als dit langer dan 5 minuten duurt zet dan de dispenser uit en weer aan met de oranje schuifschakelaar aan de zijkant. Mocht het niet verholpen zijn neem dan contact op met de zorgcentrale.
- Er is geen medicatie meer aanwezig terwijl het weekprogramma nog niet ten einde is > Neem contact op met de zorg centrale.
- De dispenser is vastgelopen, verwijder de medicatie en laad de dispenser opnieuw.

De verlichting kan eventueel ook worden uitgeschakeld.

Farmaceutische Telezorg

Het Medido Concept heeft als doel om cliënten van de thuiszorg makkelijker te begeleiden met het gebruik van medicatie. Om dit te bereiken wordt er gebruik gemaakt van een automatische dispenser, die de juiste dosis op het juiste moment aanreikt. Ook maakt de dispenser de verpakking open. De dispenser is aangesloten op het internet via een beveiligde verbinding. Mocht het gebeuren dat de cliënt de medicatie vergeet, dan gaat er een signaal naar de zorgcentrale. Zij zullen volgens het protocol de cliënt benaderen en de verpleegkundigen of verzorgenden op de hoogte stellen.

Functies binnen farmaceutische telezorg

De apotheek levert de medicatie voor de cliënt. Zij plaatsen de medicatie en zorgen voor voldoende restmedicatie. De apotheek zorgt dat de dispenser juist is geprogrammeerd. Dit houdt in dat de dispenser op het juiste moment een attentie geeft voor zowel de voorverpakte medicatie als eventuele trombose en restmedicatie.

De verpleegkundigen en verzorgenden begeleiden de cliënt bij het gebruik van de medicatie en geven eventuele problemen door aan de zorgcentrale of apotheek. De zorgcentrale kan de instellingen van de dispenser bijstellen, de apotheek de programmering en de instellingen. De instellingen bestaan o.a. uit het insnijden van de zakjes en de wijze waarop de alarmering plaats vindt. De programmering beslaat het weekprogramma voor de voorverpakte medicatie en de programma's voor trombose en restmedicatie.

De verpleegkundigen en verzorgenden houden de thuissituatie van de cliënt in de gaten. Een therapie werkt alleen als de cliënt de medicatie ook gebruikt. De verpleegkundigen en verzorgenden zorgen voor afstemming van de therapie op de levensstijl van de cliënt. Deze informatie kan worden doorgegeven aan apotheek voor eventuele aanpassingen van de therapie.

De zorgcentrale krijgt een bericht wanneer de cliënt de medicatie is vergeten. Zij zullen contact opnemen met de cliënt. Wanneer de zorgcentrale van mening is dat een verpleegkundige of een verzorgende dient in te grijpen, zal contact worden opgenomen met de dienstdoende verpleegkundige of verzorgende.

TeleMedicatie Aanreiking





Afbeelding 1



Afbeelding 2

1. De medicatie wordt voorverpakt door de apotheek aangeleverd (zie afbeelding 1). De bezorger van de apotheek plaatst de voorverpakte medicatie in de dispenser.
2. De tekst van de verpakkingen moet aan de bovenzijde zichtbaar zijn, de seal zit aan de linker zijde en de tekst staat ondersteboven (G) .
3. De verpakkingen kan worden geladen met de achteruit (B) en vooruit toetsen (C) . Tijdens het laden met de vooruit toets zal het transport automatisch stoppen zodra de medicatie goed is gepositioneerd. Deze transportknoppen werken alleen als de klep is geopend.
4. Als het tijdstip is aangebroken dat medicatie gebruikt moet worden zal de dispenser een geluid alarm genereren, de knoppen zullen rood gaan knipperen en in het display zal de tekst "MEDICATIE ALARM" worden weergegeven (zie afbeelding 2). Door op de OK-knop (D) te drukken zal de medicatie worden uitgegeven. Het uitnemen van een dosis wordt geregistreerd in het internetportaal.
5. Het is voor de gebruiker mogelijk om voor een bepaalde tijd de medicatie mee te nemen. Dit kan door de OK-knop (D) vier seconden in te drukken. De verlichting van de knop zal blauw kleuren. Na 4 seconden zal er een signaal afgaan en wordt de medicatie direct uitgegeven. De zakjes worden tot en met de seal rand in gesneden. Om meerdere momenten uit te nemen wordt de procedure herhaald. Het vervroegd uitnemen van een dosis wordt geregistreerd in het internetportaal.
6. Wanneer een gebruiker medicatie voorgeschreven krijgt voor bijvoorbeeld trombose of medicatie die niet in de dispenser past, wordt dit aan de gebruiker kenbaar gemaakt middels een normaal alarm en tekst in het display (E) . De tekst en de tijdstippen voor het gebruik van de medicatie worden door de apotheker geprogrammeerd.
7. De voorverpakte medicatie kan handmatig worden verwijderd bij bijvoorbeeld een eventuele stroomuitval. Dit kan geschieden door eerst de zakjes vast te pakken (G) en vervolgens de schuif (F) te bedienen in de aangegeven richting van de pijl . De zakjes kunnen nu verwijderd worden.
8. Via de menu knop (A) kunt u bijvoorbeeld de tijd en datum synchroniseren of een nieuw weekprogramma inladen. Selecteer met de toetsen (B) en (C) de gewenste functie en druk vervolgens op knop (D) om de functie uit te voeren

